

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*In The Name Of God*





Shaheed Beheshti University of  
Medical sciences and Health Services



Collaborating Center for Tuberculosis  
East Mediterranean Region



Mycobacteriology  
Research Center



National Research Institute  
Tuberculosis and Lung Disease



Collaborating Center for Tuberculosis  
Laboratory IUATLD

انگشت نگاری مایکوباکتریوم

**Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP)**  
**Mycobacterium Tuberculosis**  
**Mycobacteriology Research Center (MRC)**

**Dr. P. Farnia**

**M. Ahmadi**

**M. Doraghi**

**Dr. M. Aghali Merza**

**Dr. M. Varahram**

**Dr. M.R. Masjedi**

**Dr. A. A. Velayati**

دکتر پریسا فرنیا

مجتبی احمدی

معصومه دورقی

دکتر موید آغالی میرزا

دکتر محمد ورهرام

دکتر محمد رضا مسجدی

دکتر علی اکبر ولایتی

**Protocol (No: 4)**



عنوان و نام پدیدآور	انگشت نگاری مایکوباکتریوم = Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP) Mycobacterium Tuberculosis ( / نویسندگان پریسا فرنیآ ... [ و دیگران ] ) ؛ [ به سفارش ] مرکز تحقیقات مایکوباکتریولوژی Mycobacteriology Research Center (MRC) ... [ و دیگران ] .
مشخصات نشر	تهران: مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی سل و بیماری های ریوی دکتر مسیح دانشوری، ۱۳۸۹.
مشخصات ظاهری	۷۲ ص: مصور، جدول، نمودار.
شابک	۵۰۰۰ ریال: 978-600-5069-04-1
وضعیت فهرست نویسی	فیبا
یادداشت	نویسندگان پریسا فرنیآ، مجتبی احمدی، معصومه دورقی، موید آغالی میرزا، محمد ورهرام، محمد رضا مسجدی، علی اکبر ولایتی.
یادداشت	کتابنامه.
موضوع	مایکوباکتریوم سل -- دستنامه های آزمایشگاهی
موضوع	مایکوباکتریوم سل -- شناسایی
شناسه افزوده	فرنیآ، پریسا، ۱۳۴۳ -
شناسه افزوده	مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی سل و بیماری های ریوی دکتر مسیح دانشوری
شناسه افزوده	مرکز تحقیقات مایکوباکتریولوژی
شناسه افزوده	Mycobacteriology Research Center :
رده بندی کنگره	۱۳۸۹ : ۲ / م QR۸۲
رده بندی دیویی	۵۷۹/۳۷۴ :
شماره کتابشناسی ملی	۲۱۶۸۳۸۳ :

مرکز تحقیقات مایکوباکتریولوژی، پژوهشگاه سل و بیماری های ریوی، پژوهشی و درمانی سل و بیماری های ریوی

### انگشت نگاری مایکوباکتریوم

مولفین: دکتر پریسا فرنیآ، مجتبی احمدی، معصومه دورقی، موید آغالی میرزا، دکتر محمد ورهرام، دکتر محمد رضا مسجدی، دکتر علی اکبر ولایتی

ویراستاری و صفحه آرایی: دکتر محمد ورهرام

طرح روی جلد: فائزه صفرعلی

مدیر فنی و ناظر چاپ: فائزه صفرعلی

چاپ اول: پاییز ۱۳۸۹ قیمت: ۵۰۰۰۰ ریال تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه

لیتوگرافی، چاپ و صحافی: سازمان چاپ و انتشارات

ISBN: 978-600-5069-04-1



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for handwritten notes.

## Contence

## فهرست

<i>Materials &amp; Instruments</i> .....	7	۷	..... وسایل و تجهیزات مورد نیاز
<i>Stock Solutions &amp; Buffers</i> .....	9	۹	..... محلولها و بافرهای مورد نیاز
<i>Digestion of DNA</i> .....	29	۲۹	..... هضم DNA
<i>Southern-Blotting</i> .....	37	۳۷	..... ساترن - بلوتینگ
<i>Preparation of DNA probe by PCR</i> .....	49	۴۹	..... تهیه DNA پروب با PCR
<i>Hybridization &amp; Detection</i> .....	55	۵۵	..... هیبریداسیون و تشخیص
<i>Appendix &amp; References</i> .....	67	۶۷	..... رفرانس



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for handwritten notes.



## وسایل و تجهیزات مورد نیاز *Materials & instruments*

- |   |   |
|---|---|
| * Micro tubes (0.5, 1.5 & 2 ml)         | * میکروتیوپهای 0.5, 1.5, 2 میلی لیتری                           |
| * Adjustable pipettes & pipette tips    | * سمپلر متغیر (۱۰-۱۰۰، ۱۰۰-۱۰۰۰) و<br>سر سمپلر (۱۰، ۱۰۰ و ۱۰۰۰) |
| * Surgical mask, Gown and gloves        | * دستکش، ماسک و گان یک بار مصرف                                 |
| * Cold centrifuges (4500 rpm)           | * سانتریفیوژ یخچال دار با دور ۴۵۰۰                              |
| * Micro centrifuge (12000-14000 rpm)    | * میکروسانتریفیوژ (با دور ۱۲۰۰۰-۱۴۰۰۰ rpm)                      |
| * Vortex or stirrer                     | * ورتکس یا شیکر   |
| * Incubator or water bath               | * بن ماری یا انکوباتور (۳۷ و ۶۵ درجه)                           |
| * -20 Freezer                           | * فریزر -۲۰   |
| * Electrophoresis apparatus             | * وسایل الکتروفورز  |
| * Autoclave-able basket                 | * سطل قابل اتوکلاو  |
| * Hybridization incubator               | * دستگاه هیبریداسیون  |
| * Seal apparatus                        | * دستگاه پرس  |
| * Thermocycler                          | * دستگاه ترموسایکلر   |
| * Polaroid equipment                    | * دستگاه ظهور فیلم های رادیولوژی                                |
| * UV-Transilluminator                   | * دستگاه U.V  |
| * Spectro-photometer RNA/DNA Calculator | * دستگاه اسپکتوفتومتر   |



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for handwritten notes.

## بافر و محلولهای مورد نیاز *Stock Solution & Buffers*

### \* بافر یک مولار تریس

محلول ۱ مولار تریس (Tris): ۱۲۱/۱۴ گرم از تریس (tris, MW=121.14) را در ۸۰۰ میلی لیتر آب مقطر حل نموده و به وسیله HCL "پی اچ" مورد نیاز را تعیین نمایید. برای مثال برای پی اچ ۷/۴ حدوداً ۷۰ میلی لیتر و برای پی اچ ۸ مقدار ۴۲ میلی لیتر HCL اضافه نمایید. سپس حجم محلول را به ۱۰۰۰ میلی لیتر برسانید. محلول بعد از اتوکلاو در دمای اتاق تا یک ماه قابل استفاده می باشد

### \* *1M Tris-1 Liter*

Dissolve 121.14 g Tris (hydroxymethyl) aminomethane (tris, MW= 121.14 in 800 ml H<sub>2</sub>O). Adjust PH

to the desired value by adding concentrated HCL as following table;

1M Tris with PH 7.4 need approximately 70 ml of concentrated HCL

1M Tris with PH 7.6 need approximately 60 ml of concentrated HCL

1M Tris with PH 8.0 need approximately 42 ml of concentrated HCL

Adjust volume to 1 liter with H<sub>2</sub>O. Sterilize by autoclaving and store at room temperature



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a template for handwritten notes.

**\* بافر نیم مولار  $\text{Na}_2\text{EDTA}$** 

محلول نیم مولار  $\text{Na}_2\text{EDTA}$  :  $\text{Na}_2\text{EDTA}$  ۱۸۶/۱۲ گرم از  $\text{Na}_2\text{EDTA}$  را در ۸۰۰ میلی لیتر آب مقطر به وسیله مگنت حل نموده و به وسیله  $\text{NaOH}$  ( $\pm 20$  g) پی اچ آن را به ۸ برسانید. محلول بعد از اتوکلاو در دمای اتاق تا یک ماه قابل استفاده می باشد.

**\* 0.5 M  $\text{Na}_2\text{EDTA}$** 

Dissolve 186.12 g disodium ethylenediaminetetraacetate  $\cdot 2\text{H}_2\text{O}$  ( $\text{Na}_2\text{EDTA} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ , MW=372.24) in 800 ml  $\text{H}_2\text{O}$ ; stir vigorously on a magnetic stirrer.

Adjust to PH 8.0 with NaOH (20 g NaOH pellets) and adjust volume to 1 liter with  $\text{H}_2\text{O}$ .

Divide into aliquots and sterilize by autoclaving.

The disodium salt of EDTA will only solute when the PH of the solution is adjusted to 8.0 by the addition of NaOH.



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a template for handwritten notes.

**\* بافر TE (1 X TE -1 liter)**

۱۰ سی سی از محلول یک مولار تریس (PH 8.0,7.6 or 7.4) و ۲ سی سی از محلول Na<sub>2</sub>EDTA (۰/۵M) را در ۸۰۰ سی سی آب مقطر حل نمایید. حجم محلول را به ۱۰۰۰ سی سی برسانید.

**\* 1 X TE -1 litter**

Add 10 ml 1 M Tris (PH 8.0, 7.6 or 7.4) and 2 ml 0.5 M Na<sub>2</sub> EDTA (PH 8.0) to 800 ml H<sub>2</sub>O. Mix and adjust volume to 1 liter with H<sub>2</sub>O. Sterilize by autoclaving .Store at room temperature.

**\* محلول ۳ مولار سدیم استات**

مقدار ۴۰۸/۲۴ گرم سدیم استات ( NaOAc-3 H<sub>2</sub>O, M.W= 136.08 ) را در ۸۰۰ سی سی آب مقطر حل کنید. پی.اچ آن را به ۵/۲ با glacial acetic acid و یا با dilute acetic acid به پی.اچ ۷ برسانید. سپس با افزودن آب مقطر محلول را به ۱۰۰۰ برسانید.

**\* 3M NaOAc**

Dissolve 408.24 g sodium acetate-3H<sub>2</sub>O (NaOAc-3H<sub>2</sub>O, MW-136.08) in 800 ml H<sub>2</sub>O. Adjust to PH 5.2 with glacial acetic acid or to PH 7.0 with diluted acetic acid.  
Adjust volume to 1 liter with H<sub>2</sub>O. Sterilize by autoclaving and store at room temperature.



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for handwritten notes.



**\* بافر 10 X TBE**

مقدار ۱۰۸ گرم Tris را به همراه ۵۵ گرم Boric acid در ۹۰۰ سی سی آب مقطر استریل حل کنید. به آن مقدار ۴۰ میلی لیتر از محلول 0.5 M Na<sub>2</sub> EDTA با پی.اچ هشت اضافه نموده و حجم آن را به یک لیتر برسانید. محلول فوق بعد از اتوکلاو در دمای اتاق قابل نگهداری می باشد.

**\* 10 X TBE buffer**

Dissolve 108 g Tris and 55 g Boric acid in 900 H<sub>2</sub>O. Add 40 ml 0.5M Na<sub>2</sub>EDTA (PH 8.0) and adjust volume to 1 liter with H<sub>2</sub>O. Store at room Temperature.

**\* بافر 50 X TAE**

مقدار ۲۴۲ گرم تریس را در ۵۰۰ میلی لیتر آب مقطر حل کنید. سپس ۱۰۰ سی سی از محلول 0.5 M Na<sub>2</sub>EDTA (PH 8.0) و ۵۷/۱ سی سی glacial acetic acid به آن بیافزایید. حجم محلول را به یک لیتر برسانید.

**\* 50 X TAE**

Dissolve 242 g tris in 500 ml H<sub>2</sub>O. Add 100 ml 0.5 M Na<sub>2</sub>EDTA (PH 8.0) and 57.1 ml glacial acetic acid. Adjust volume to 1 liter with H<sub>2</sub>O. Store at room temperature.



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for handwritten notes.

### \* اتیدیوم بروماید (۵۰۰ میکرو گرم در میلی لیتر)

ابتدا ۵۰ میلی گرم اتیدیوم بروماید را در ۱۰۰ میلی لیتر آب مقطر حل کنید. این محلول در ۴ درجه سانتی گراد، (دور از نور) قابل نگهداری برای مدت یک سال می باشد. برای به دست آوردن غلظت ۰/۵ میکرو گرم در میلی لیتر نسبت یک به ۱۰۰۰ رقیق کنید (0.5µg/ml).

### \* *Ethidium bromide (500µg/ml)*

Dissolve 50 mg ethidium bromide in 100 ml distilled water. Store at 4°C in a dark bottle for no longer than one year. Dilute stock 1:1000 to achieve working concentration of 0.5 µg / ml.

### \* loading buffer \*

مقادیر ۰/۰۵ گرم برموفنل بلو، ۰/۰۵ گرم گزین سیانول، ۵ میلی لیتر گلیسرول، ۰/۱۸۶ گرم Na<sub>2</sub> EDTA را با هم مخلوط و حجم آن را با بافر TBE به ۱۰ میلی لیتر برسانید.

### \* *Loading Buffer*

Dissolve 0.05 gram of bromophenol blue , 0.05 gram xylene cyanol , 0.186 gram Na<sub>2</sub> EDTA in 5 ml glycerol and bring the volume to 10 ml with TBE buffer.



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a template for handwritten notes.

### \* محلول آگاروز ۰/۸ درصد

ابتدا ۰/۸ گرم آگاروز را وزن کرده و در یک بشر ۲۰۰ میکرولیتری منتقل و به آن ۱۰۰ میلی لیتر از بافر (1X) TE or TBE اضافه کنید. بشر را در ماکرو ویو و یا روی شعله مستقیم گاز گذاشته تا بجوشد و آگاروز موجود در آن کاملا حل شود. وقتی دمای بشر به ۶۵ درجه سانتی گراد رسید، ۱۰۰ میکرولیتر از اتیدیوم بروماید به محلول اضافه و به آرامی با دست تکان داده تا اتیدیوم بروماید در سطح محلول پخش شود. محلول آگاروز و اتیدیوم بروماید را به آرامی درون قالب ژل ریخته و اجازه دهید تا سفت شود.

### \* *Agarose Gel Preparation (0.8%)*

Weigh out 0.8 gram agarose powder and transfer to 200 ML bottle. Then add 100 ml of TE or TBE (1X) buffer. Dissolve the agarose by heating in a microwave. Swirl to ensure that all agarose is completely dissolved. Once the temperature of agarose reached 65<sup>0</sup>C, add 100 µl of ethidium bromide. Swirl and pour the gel immediately in the tray. Let it solidify.



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for handwritten notes.

**\* محلول 20 X SSC**

مقدار ۱۷۵/۳ گرم از NaCl (NaCl, M.W= 58.44) و مقدار ۸۸/۲ گرم از Na-citrate (Na-citrate, M.W=294.1) را در ۱۰۰۰ میلی لیتر آب مقطر حل کنید. پی. اچ محلول را توسط 5 M NaCl به هفت برسانید. برای تهیه محلول 2X SSC، یک حجم از 20 X SSC به ۹ حجم آب اضافه نمایید. برای تهیه 5X SSC، یک حجم از 20 X SSC را به ۳ حجم آب اضافه نمایید.

**\* 20 X SSC solution**

Dissolve 175.3 g of NaCl ( NaCl M.W= 58.44) and 88.2 gram of Na-citrate (Na-citrate M.W=294.1) in 1000 ml of D.W. Bring the PH into 7.0 using 5M NaCl. For 2 X SSC, add 1 volume of 20 X SSC to 9 volumes of D.W. For 5X SSC, add 1 volume of 20 X SSC to 3 volume of D.W.

**\* محلول HCL یک مولار**

۹۱۴/۵ میلی لیتر آب مقطر در یک ظرف ۱۰۰۰ میلی لیتر ریخته و بعد با یک استوانه مدرج مقدار ۸۲/۵ میلی لیتر HCl ۳۷٪ به آب مقطر بیافزایید. برای تهیه 0.25 M HCL، مقدار ۱۲۵ میلی لیتر از محلول 1 M HCL را در ۳۷۵ میلی لیتر آب مقطر حل کنید.

**\* 1 M HCL**

Prepare 1 M HCL by adding 85.5 ml concentrated HCL (37%, Merck .P.a) to 914.5 ml water. Store at room temp for no longer than 6 months. Prepare 0.25 M HCL directly for use by adding 125 ml 1 M HCL in 375 ml D.W



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for handwritten notes.



**\* محلول 0.4 M NaOH**

ابتداء ۱۶۰ گرم NaOH را در ۱۰۰۰ سی سی آب مقطر حل کنید. این محلول 4 M NaOH می باشد. برای به دست آوردن محلول 0.4 M NaOH، ۱۰۰ سی سی از محلول 4 M NaOH را در ۹۰۰ سی سی آب مقطر اضافه نمایید.

**\* 0.4 M NaOH**

Prepare 4 M NaOH by dissolving 160 g NaOH in 1000 ml of D.W. Store at room temperature for no longer than 3 months. Prepare 0.4 M NaOH directly for use by adding 100 ml 4M NaOH in 900 ml D.W.

**\* بافر 10 X SSPE**

مقدار ۱۷/۸ گرم از  $\text{Na}_2\text{HPO}_4$  ( $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$  M.W= 268.1)، ۱۰۵/۱۲ گرم از NaCl (NaCl M.W= 58.44) و ۳/۷ گرم از  $\text{Na}_2\text{EDTA}$  ( $\text{Na}_2\text{EDTA} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ , M.W=372.24) را در یک لیتر آب مقطر حل کرده و پی.اچ آن را به ۷/۴ برسانید. بعد از اتوکلاو، محلول فوق تا یک سال در درجه حرارت اتاق قابل نگهداری می باشد.

**\* 10 X SSPE**

Dissolve 17.8 gram of  $\text{Na}_2\text{HPO}_4$  ( $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$  M.W= 268.1), 105.12 gram of NaCl (NaCl M.W= 58.44), and 3.7 gram of  $\text{Na}_2\text{EDTA}$  ( $\text{Na}_2\text{EDTA} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ , M.W=372.24) in 1000 ml of D.W. The PH should be 7.4. Autoclave. Store at room temperature for no longer than one year.



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for handwritten notes.

### \* بافر شستشوی اولیه برای Detection \*

مقدار ۴ گرم از SDS و ۳۶۰ گرم از Urea به همراه ۲۵ میلی لیتر از بافر 20XSSC را در ۱۰۰۰ سی سی آب مقطر حل کنید. این بافر را نباید اتوکلاو کنید و بهتر است قبل از استفاده آن را تهیه نمایید. محلول باید از فیلتر ۰/۲ میلی متر عبور کرده و در دمای اتاق تا یک سال قابل نگهداری باشد.

#### \* *Primary wash buffer*

Dissolve 360 gram urea, 4 gram SDS, and 25 ml of 20 X SSC in to 1000 ml D.W. Do not autoclave. Either make just before use or sterilize by filtrating through 0.2 mm filter and store at room temp for no longer than one year.

### \* بافر شستشوی ثانویه برای Detection \*

یک حجم از محلول 20 X SSC را در ۹ حجم آب مقطر بیافزایید.


#### \* *Secondary wash buffer. (20 X SSC)*

One volume of 20 X SSC adds to 9 ml D.W.



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for handwritten notes.

*Overall- RFLP Procedure*





A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for handwritten notes.

## هضم DNA *Digestion of DNA*

### \* تخمین مقدار DNA استخراج شده

برای تخمین می توان از رنگ آمیزی اتیدیوم برمایید و یا از دستگاه اسپکتوفتومتری استفاده نمود.

برای تعیین غلظت DNA بوسیله رنگ آمیزی با اتیدیوم برومایید، ابتدا ژل آگارز ۰/۸ درصد را تهیه و بعد از سفت شدن، در تانک الکتروفورز قرار دهید. تانک را از بافری که در ساخت ژل به کار برده شده (1XTBE) پر کنید. یک یا دو میکرولیتر از DNA های استخراج شده را با کمک سمپلر در داخل هر چاهک قرار دهید. در تانک الکتروفورز را بسته، هدایتگر الکتریکی را با ولتاژ ۸۵ به مدت ۱۵ دقیقه برقرار کنید. بعد از این مراحل، مخزن برق را قطع کرده، ژل را برداشته و روی ترانس لومینیتور با استفاده از اشعه UV، مقدار DNA موجود برای هر نمونه را تخمین بزنید. (عکس ۱)

### \* *Estimation of DNA Concentration*

DNA concentration can be performed by staining DNA with ethidium bromide, after short electrophoresis or by using spectrophotometer.

The quality and the approximate concentration of extracted DNA were estimated before digestion by staining of DNA with ethidium bromide, after short electrophoresis (15 minutes at 85 V) on 0.8% agarose gel. (Fig 1)



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for handwritten notes.






Fig 1: DNA of Mycobacterium



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for handwritten notes.

### **\* Digestion of DNA**

DNA of mycobacteria digested using PVUII restriction endonuclease that cleaves IS6110 once. Always prepare the mix in the following order: water, restriction buffer, DNA and enzyme. (Fig 2)

Add 1  $\mu$ l of enzyme, 3  $\mu$ l of enzyme buffer, 5  $\mu$ l of DNA, and bring the volume to 20-25  $\mu$ l with D.W (depending on DNA concentration). The Mix incubated in 37<sup>0</sup>C for 18-24 hours.

Load samples (about 2  $\mu$ l) on 1% agarose in 1x TBE buffer, in order to give an idea about digestion of the samples. (Electrophoresis at 100 voltages for 20 minutes). (Fig 3)

If the DNA were digested completely, then prepare a big gel and load the whole digested samples in to each wells and run the gel overnight with voltage 25-30. (Fig 4)

Always include H<sub>37</sub>R<sub>V</sub> in gel, because it serves as an external marker for computer analysis. (Fig 3)

### **\* هضم DNA**

برای هضم DNA از آنزیم PVUII استفاده می کنیم. باید به خاطر داشت که همواره برای تهیه میکس ترتیب زیر رعایت شود:

آب، بافر، DNA و آنزیم. (عکس ۲)


معمولا برای هضم مقدار ۱ میکرولیتر آنزیم، ۳ میکرولیتر بافر، ۵ میکرولیتر DNA (اگر غلظت آن مناسب باشد) و حجم کلی آن را با آب مقطر به ۲۵-۲۰ می رسانیم. میکس فوق را برای ۲۴ ساعت در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد داخل انکوباتور گذاشته و سپس برای اطمینان از هضم نمونه، آنها را بوسیله رنگ آمیزی با اتیدیوم بروماید بعد از الکتروفورز در ژل آگاروز ۱٪ مشاهده می کنیم.

در صورتی که نمونه ها خوب هضم شده بود کل نمونه هضم شده را روی ژل بزرگ که برای ساترن - بلوتینگ استفاده خواهد شد منتقل کرده و برای ۱۸-۲۴ ساعت در ولتاژ ۲۵-۳۰ الکتروفورز می نماییم. که با این کار قطعات هضم شده DNA از هم به خوبی جدا می شوند. همیشه در ژل بزرگ، از نمونه استاندارد H37RV استفاده نمایید. (عکس ۳ و ۴)




A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for handwritten notes.

**Figure 2.1** DNA can be cleaved by restriction enzymes into fragments that can be separated by gel electrophoresis.




بررسی هضم یا عدم هضم  
DNA  
بعد از الکتروفورز کوتاه



*DNA digested after short electrophoresis*

ژل ساترن بلاتینگ  
بعد از ۲۴ ساعت الکتروفورز  
نمونه های هضم




*DNA digested after long electrophoresis*



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for handwritten notes.

## مراحل شماتیک ساترن – بلوتینگ *Southern-Blotting Overview*





A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for handwritten notes.



## ساترن - بلوتینگ *Southern-Blotting*

### **\* مرحله Depurination \***

ابتدا ژل را از ظرف اصلی آن خارج و به پلیت مخصوص شستشو انتقال دهید. ۵۰۰ میلی لیتر محلول HCL ۲۵ درصد که کار آن برداشت پورین از DNA است به روی ژل بریزید. ژل را در محلول بر روی شیکر به مدت ۱۰ دقیقه قرار دهید. سپس ژل را در آب مقطر فرو برده و آن را به مدت ۱-۳ دقیقه شستشو دهید. این مرحله را ۲ بار تکرار کنید.

### **\* *Depurination step* \***

Place the gel with its tray for 10 min in 500 ml 0.25 M HCL. Rinse the gel with distilled water. The whole step repeats once more.



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for handwritten notes.

**\* مرحله Denaturation \***

برای Denaturation (که کار آن هیدرولیز اسکلت فسفو دی استر در محلولهای فاقد پورین است)، ۵۰۰ میلی لیتر از محلول 0.4 M NaOH به ژل اضافه کرده و به مدت ۱۵ دقیقه، ژل را به آرامی شیک کنید. (محلول باید روی ژل را بپوشاند) بعد از ۱۵ دقیقه محلول رویی ژل را دور ریخته، و با استفاده از آب مقطر آن را شستشو دهید. مجدداً مرحله اول را تکرار کنید ولی در بار دوم شستشو به مدت ۲۰ دقیقه انجام می شود. ژل را با آب مقطر بشویید. بعد از این مراحل ژل برای انتقال آماده می باشد.

**\* Denaturation step**

Place for 15 min in 500 ml (0.4 M NaOH) in shaker. Rinse the gel with distilled water.  
Fill the tray with 0.4 M NaOH and put in shaker for 20 minutes. Rinse the gel with distilled water. At this stage the gel is ready for transfer.



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for handwritten notes.

### \* انتقال با روش کپلری (capillary)

پایه ای که ژل روی آن قرار می گرفت را به طور وارنه درون تشت پلاستیکی قرار دهید. این ظرف حاوی بافر قلیایی می باشد. (0.4N NaOH with 1M NaCL) ابتدا یک کاغذ صافی را روی پایه جوری قرار دهید که دو طرف طول آن در داخل تشت قرار گیرد. ژل را روی این کاغذ برگردانده (در طول این مرحله و مراحل شستشو باید به طور کامل مواظب بود که ژل آسیب نبیند). روی ژل را غشاء Hybond N+ که به اندازه ژل بریده شده قرار دهید. سپس چند عدد کاغذ واتمن روی غشاء قرار داده و بعد از آن، چندین لایه کاغذ خشک کن برای جذب بهتر روی هم قرار دهید. دور ژل را با پارافیلیم بندید. در این صورت جذب فقط از سطح ژل انجام می گیرد. در آخر صفحه مسطح شیشه ای / پلاستیکی روی لایه های کاغذ خشک کن قرار دهید و با قرار دادن یک وزنه بر روی صفحه شیشه ای فشار بین لایه ها را افزایش دهید(مانند شکل زیر). یک انتقال کامل ۱۸ تا ۲۴ ساعت طول می کشد.

### \* *Blotting by capillary method*

Place a gel-holder upside down in a plastic tray. Fill the dish with Alkaline buffer (0.4N NaOH with 1M NaCL). Cut the Whatman filter paper exactly the same size of the gel. Place it on gel-holder in a way that the side of the paper floated into plastic tray that has been filed with alkaline buffer. Place the gel on gel-holder and cover it with wet nylon membrane (Wet the paper with D.W for 5 minutes and then soak in 0.4 N NaOH). Cover all 4 sides of the filter with parafilm. Place 6 thin Whatman papers followed by 6 thick Whatman papers on the filter. To improve the capillary transfer, the gel was compressed by placing 4 to 5 kg weight on the top of the blotting tower. The complete transfer was occurred in 18-24 hours. (Fig 5)



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for handwritten notes.




Fig 5: Blotting by Capillary Method



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for handwritten notes.



ساترن - بلوتینگ  
*Southern-Blotting*

**\* شستشوی غشاء Hybond N+ بعد از blotting \***

ابتدا غشا را در محلول Tris solution برای مدت ۱۵ دقیقه شسته و سپس در سلفون پیچیده و برای ۵ دقیقه با نور U.V فیکس می کنیم.

***\* Treatment of the membrane after blotting by capillary***

After the completion of transfer, the membrane washed by Tris- solution for 15 min. Then, it wrapped up by cellophane plastic sheet and fixed using UV trans- illuminator for 5 min.



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for handwritten notes.

پرایمرهای پروب  
*Primer for Probe Preparation*

**\* Primers name: INS1**

Oligo sequence: A: 5'-CGT GAG GGC ATC GAG GTG GC-3'

Delivered: 27.1 OD (765.7 $\mu$ g, 122.7 nmol)      Conce: 100.0 $\mu$ M  
MW: 6239    Tm: 67    Synthesis Scale: 0.2      No.Bases: 20      GC%: 70.0  
Dissolve in: 1227  $\mu$ l .D.W

**\* Primers name: INS2**

Oligo sequence: B: 5'-GCG TAG GCG TCG GTG ACA AA-3'

Delivered: 25.0 OD (680.3 $\mu$ g, 109.6 nmol)      Conce: 100.0 $\mu$ M  
MW: 6207    Tm: 63.0    Synthesis Scale: 0.2      No.Bases: 20      GC%: 60.0  
Dissolve in: 1096  $\mu$ l .D.W



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for handwritten notes.

**تھیہ DNA پروب با PCR**  
**Preparation of DNA probe by PCR**

dNTP: 1  $\mu$ l (0.2 mM)  
 INS 1: 1  $\mu$ l (20 pmol)  
 INS 2: 1  $\mu$ l (20 pmol)  
 DNA Template: 2.5  $\mu$ l (50-100)

Mgcl2: 1.5  $\mu$ l (1.5 mM)  
 PCR Buffer: 5  $\mu$ l (1 $\times$ )  
 Enzyme (taq): 0.25  $\mu$ l (1.25 U)

**\* PCR Cycle:**

<b>Initial denaturation 6 min 94<math>^{\circ}</math>c</b>			
30 Cycles	Step1	1 min	94 $^{\circ}$ C
	Step 2	1 min	61.5 $^{\circ}$ C
	Step 3	1 min	72 $^{\circ}$ C
<b>Final extension 10 min 72 <math>^{\circ}</math>C</b>			




A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for handwritten notes.

The PCR products can be examined by electrophoresis and staining with ethidium bromide. The PCR fragments should be 245 bp in length using primer INS-1 and INS-2.

***\* Purification of the PCR product:***

For this step use the Quick Spin Sephadex G50 column (as instructed by manufacturer) or any other PCR-product purification kit.





A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for handwritten notes.



## تشخیص و ردیابی *Detection & Labeling*

### \* تشخیص و ردیابی

این سیستم به طور مستقیم DNA شناساگر را با آنزیم پراکسیداز نشان دار می کند. این عمل با دنا توره کردن کامل شناساگر صورت می گیرد، به طوری که شناساگر حاصل شده تک رشته ای می باشد و بار منفی دارد. سپس آنزیم پراکسیداز که همراه یک پلی مر با بار مثبت است، اضافه می شود. در نتیجه یک اتصال سست با DNA بوجود می آید. افزودن گلو تار آل دیید منجر به تشکیل اتصالات عرضی می شود به طوری که شناساگر به طور کووالان به آنزیم متصل می شود. پس از نشاندار شدن شناساگر، این محلول برای هیبرید شدن با DNA هدفی که روی غشاء است، بکار می رود. آنزیم پراکسیداز اکسیداسیون سوسترای لومینول را کاتالیز می کند که این سوستر در حضور یک تقویت کننده شیمیایی باعث ایجاد نور می گردد که روی فیلم ردیابی می شود.

### \* *Detection & Labeling*

The system involves direct labeling of DNA probe with the enzyme horseradish peroxidase (HRP). This is achieved by completely denaturing the probe so that it is single-stranded and therefore negatively charged. HRP, which has been complexes with a positively charged polymer, is added and it forms a loose attachment to the DNA by charge attraction.

Addition of glutaraldehyde causes the formation of chemical cross-links so that probe is covalently bound to the enzyme. Once labeled, the probe is used in hybridization with target DNA immobilized on a membrane. HRP catalyses the oxidation of the substrate luminal which, in the presence of a chemical enhancer, results in a large and sustained light emission, that is readily detected on film.



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for handwritten notes.

هیبریداسیون و تشخیص  
*Hybridization & Detection (continuation)*

\* هیبریداسیون و ردیابی شامل ۴ مرحله است:

- نشاندار کردن شناساگر
- هیبریداسیون
- شستشوی غشا پس از هیبریداسیون
- ردیابی

\* *Hybridization and Detection include four stages (using ECL detection system):*

- Labeling of the probe
- Hybridization
- Washing the membrane N+ after hybridization
- Detection



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a template for handwritten notes.

شناساگر (10 µl) را با آب (10 µl) رقیق نمایید.

Dilute the probe (10 µl) with water (10 µl).

شناساگر را به مدت ۵ دقیقه با قرار دادن در آب جوش دناتورده نمایید. بلافاصله در یخ به مدت ۱ دقیقه قرار دهید.

Denature the probe for 5 min by placing it in a boiling water bath. Chill on ice immediately for one min.

مخلوط شناساگر را چند ثانیه در میکروسانتریفوژ قرار دهید، سپس هم حجم شناساگر معرف نشاندار را بیفزایید. (با دقت مخلوط نمایید).

Spin the probe-mixture a few seconds in a micro-centrifuge and add an equal volume DNA labeling reagent. Mix well by carefully pipetting.

هم حجم مخلوط، گلو تار آلدهید بیفزایید و با دقت مخلوط نمایید.

Add the same volume glutaraldehyde. Mix well by carefully pipetting.



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for handwritten notes.

به مدت یک ثانیه به خوبی مخلوط نمایید و در میکروساتریفوژ با دور ۱۲۰۰۰ قرار دهید، سپس ۱۰ دقیقه در ۳۷ درجه سانتی گراد قرار دهید.  
Vortex carefully for 1 sec; then spin the solution a few seconds in a micro-centrifuge at 12,000 rpm and incubate for 10 min at 37°C.

غشاء را در درون لوله مخصوص هیبریداسیون به همراه بافر هیبریداسیون قرار دهید تا ۱۵ دقیقه در دمای ۴۲ درجه سانتیگراد، آماده هیبرید گردد.  
Pre-hybridize the filter in a roller bottle for 15 min at 42°C in hybridization buffer.

بافر هیبریداسیون را به همراه شناساگر نشاندار شده به لوله مخصوص هیبریداسیون بیفزایید.  
Pour the hybridization buffer in a bottle adds the labeled probe to the buffer, mix well and pour the buffer-probe mix in the bottle.

عمل هیبریداسیون در دمای ۴۲ درجه سانتیگراد به مدت ۲۴ ساعت انجام می گیرد.  
Hybridize overnight at 42°C under rolling.



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for handwritten notes.



## ردیابی *Detection*

Prewarm the primary wash buffer to 42°C.

ابتدا بافر شستشوی اولیه را در دمای ۴۲ درجه سانتیگراد گرم نمایید.

محلول هیبریداسیون را دور بریزید و بافر شستشوی اولیه را به غشاء بیفزایید. این مرحله را دو بار انجام دهید.  
First discard the hybridization solution and add the primary wash buffer to the roller. Repeat this stage twice.

Place the filter in a clean plastic box.

غشاء را در یک ظرف پلاستیکی تمیز قرار دهید.

۵۰۰ میلی لیتر از بافر شستشوی ثانویه را به غشاء افزوده و غشاء را به مدت ۵ دقیقه در حال تکان دادن شستشو دهید. این مرحله را دو بار انجام دهید.

Add 500 ml secondary wash buffer to the filter and wash the filter for 5 min at room temp on a shaking platform.  
Repeat this stage twice.

ابتدا از وجود تمام وسایل مورد نیاز در اتاق تاریک اطمینان حاصل نمایید.

Make sure that all equipment is available because the work in the darkroom should not be interrupted.



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for handwritten notes.

غشاء را از بافر شستشوی ثانویه خارج نموده و در یک ظرف پلاستیکی تمیز قرار دهید.  
Bring the filter from the secondary wash buffer in a clean plastic box.

محلول ردیابی را روی غشاء بریزید. ظرف حاوی غشاء و معرف ردیابی را دقیقاً ۱ دقیقه بطور یکنواخت تکان دهید.  
Pour the detection mix directly on the blot on the DNA-side. Spread it evenly by rotating the box for exactly 1 min.

غشاء را در درون پلاستیک قرار دهید؛ سپس پلاستیک حاوی غشاء را در کاست قرار دهید.  
Wrap the filter with the carrier in plastic and place it in a cassette with the DNA side on top.

غشاء را از ظرف حاوی معرف خارج نمایید و درون کاست فیلم قرار دهید.  
Take the filter from the box, drain and bring it onto a carrier.

فیلم را از جعبه در اتاق تاریک خارج نمایید و روی غشاء قرار دهید.  
Take a film from the package and fold one of the corners of the film. Place the film on the filter with the folded corner on the right top of the filter.

Close the cassette for exactly one min.


کاست را به مدت ۱ دقیقه ببندید.

Place the film in the radiology machine.

فیلم را داخل دستگاه رادیولوژی قرار دهید.



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for handwritten notes.





A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for handwritten notes.

## References:

- \* Van Soolingen D, De Haas PE, Hermans PW, Van Embden JD. DNA fingerprinting of *Mycobacterium tuberculosis*. *Methods Enzymol.* 1994; 235:196-205. Review.
- \* Van Soolingen D, Hermans PW, de Haas PE, van Embden J. Insertion element IS1081-associated restriction fragment length polymorphisms in *Mycobacterium tuberculosis* complex species: a reliable tool for recognizing *Mycobacterium bovis* BCG. *J Clin Microbiol.* 1992 Jul; 30(7):1772-7.
- \* Van Embden JD, Van Soolingen D, Small PM, Hermans PW. Genetic markers for the epidemiology of tuberculosis. *Res Microbiol.* 1992 May; 143(4):385-91. Review. No abstract available.
- \* Farnia P, Masjedi MR, Varahram M, et al. The recent-transmission of *Mycobacterium tuberculosis* strains among Iranian and Afghan relapse cases: a DNA-fingerprinting using RFLP and spoligotyping. *BMC Infect Dis.* 2008 Aug 6; 8:109
- \* Ramazanzadeh R, Farnia P, Amirmozafari N, et al. Comparison between molecular epidemiology, geographical regions and drug resistance in *Mycobacterium tuberculosis* strains isolated from Iranian and Afghan patients. *Chemotherapy.* 2006; 52(6):316-20. Epub 2006 Sep 27
- \* Farnia P, Masjedi MR, Mirsaeidi M, et al. Prevalence of Haarlem I and Beijing types of *Mycobacterium tuberculosis* strains in Iranian and Afghan MDR-TB patients. *J Infect.* 2006 Nov; 53(5):331-6. Epub 2006 Feb 1
- \* Farnia P, Mohammadi F, Masjedi MR, et al. Evaluation of tuberculosis transmission in Tehran: using RFLP and spoligotyping methods. *J Infect.* 2004 Aug; 49(2):94-101
- \* Doustdar F, Khosravi AD, Farnia P, et al. Molecular analysis of isoniazid resistance in different genotypes of *Mycobacterium tuberculosis* isolates from Iran.
- \* Van Soolingen D, Hermans PW, De Haas PE, Soll DR, Van Embden JD. Occurrence and stability of insertion sequences in *Mycobacterium tuberculosis* complex strains: evaluation of an insertion sequence-dependent DNA polymorphism as a tool in the epidemiology of tuberculosis. *J Clin Microbiol.* 1991 Nov; 29(11):2578-86



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for handwritten notes.





Shaheed Beheshti University of  
Medical sciences and Health Services



Collaborating Center for Tuberculosis  
East Mediterranean Region



Mycobacteriology  
Research Center



National Research Institute  
Tuberculosis and Lung Disease



Collaborating Center for Tuberculosis  
Laboratory IUATLD

Address: Mycobacteriology Research Centre, Iranian National Reference TB Laboratory, National Research Institute of Tuberculosis & Lung Disease (NRITLD), Shaheed Beheshti University of Medical Sciences, Shaheed Bahonar Ave, Daarabad, P.C: 19569/44413, P.O Box: 19575/154, Tehran, Iran.

Tel: +98(21) 27122571

Fax: +98(21) 26109505

E-mail: [mrc @ nritld.ac.ir](mailto:mrc@nritld.ac.ir), [pfarnia @ nritld.ac.ir](mailto:pfarnia@nritld.ac.ir), Website: [www.mrc.ac.ir](http://www.mrc.ac.ir)



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for handwritten notes.